

Ribeirão Preto, 04 de abril de 2024.
GRN240404-05

A
MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
11.259.476/0001-68
64 98448-9043
saudedoverlandia@gmail.com
A/C BIRAJÁ

ITEM	QTD	EQUIPAMENTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	03	BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência em aço inox, refletor centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Possui quatro modos de funcionamento: RN (Servocontrolado), Manual (Potência, Preaquecimento e Mãe Canguru.) Painel Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente e display em cristal líquido (LCD) que indica o ajuste desejado da temperatura da pele ou da potência, a temperatura ambiente, a leitura da temperatura auxiliar (opcional), o peso (opcional), função relógio, contador Apgar e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de leds no painel e posicionado em local alto a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes. Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de Hipotermia, Hipertermia, Temperatura do RN Alta (servo controle), Sensor RN Desconectado, Sensor de RN Desalojado, Falha no Sensor de RN, Falta de Energia, Aquecedor Deslocado, Falha no Aquecimento, Erro de Sistema, e aquecimento excessivo no modo Manual e RN, Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sistema no "Modo Manual", que acionará o alarme sempre que o tempo de aquecimento atingir 10 minutos quando ajustado um nível de potência superior a 50%, desligando automaticamente o elemento aquecedor. Sistema de proteção térmica contra sobreaquecimento (termostato de segurança). Alarme de advertência no 'Modo RN' sempre que o tempo de aquecimento atingir 15 minutos e o aquecimento estiver com um nível de potência superior a 75%, desligando automaticamente o elemento aquecedor. Sistema de autoteste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual do equipamento: "MODO MANUAL" (NÍVEL DE POTÊNCIA CONTROLADO), "MODO RN" (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), "MODO PREAQUECIMENTO" ou "MODO MÃE CANGURU". Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade.	R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)	R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais)

		Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura do display da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 20 à 38° C com resolução de 0,1°C., Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a potência da resistência conforme o valor de temperatura ajustado pelo operador. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados. Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle), Modo Manual (Potência), Pré-Aquecimento, Mãe Canguru. Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla "bloqueia teclado". Tecla "silenciador do áudio do alarme". Tecla "foco auxiliar". Tecla "Enter". Tecla "Menu". Tecla "inicia / interrompe Apgar/Cronometro". Tecla "tara da balança". Corpo Móvel em reforçada construção tubular em aço carbono pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais totalmente rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito nas dimensões do berço. Alimentação: Bivolt Automático (127V/220V) - 50/60Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Elemento aquecedor com giro bilateral (180°) para acesso do aparelho de raios x, gaveta para chassi de raio x, sensor de pele, foco auxiliar com LED para procedimentos, suporte de soro, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja inferior sob o leito, alça para locomoção e cabo de alimentação. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 - Norma Colateral: Usabilidade; ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 - Norma Colateral: Prescrições para um projeto e responsável; ABNT NBR IEC 60601-2-21:2013 - Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de aquecedores radiantes para recém-nascidos; ABNT NBR IEC 60601-2-50:2010 - Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial do equipamento de fototerapia para recém-nascido. Registro ANVISA-MS Nº 102287.40032 <u>Acessórios Opcionais (NÃO INCLUSOS):</u> 831 – Colchão de memória para Berço GRN – R\$ 333,00		
--	--	---	--	--

		1239 – Colchão de Gel para Berço GRN – R\$ 4.348,00 73500 – Sensor de pele para temperatura auxiliar (T2) – R\$ 719,00 73786 – Balança eletrônica integrada ao leito com indicação do peso no painel do berço – R\$ 3.878,00 72603 – Unidade de fototerapia GRN Acoplada – R\$ 4.659,00 73790 – Conjunto com 02 tomadas auxiliares – R\$ 196,00 73795 – Conjunto com 04 tomadas auxiliares – R\$ 269,00 11065 – Guarnição de passagem Tubos/Cabos – R\$ 45,00 28054 – Rodízio de 5" – substitui a padrão. 71734 – Alça da pantalha giratório – R\$ 160,00 87054 – Gancho para cabos e sensores – R\$ 36,00 87055 – Gancho para bolsas coletoras – R\$ 73,00 92796 – Adaptador Flexível para Intubação – R\$ 221,00 92779 – Alça de transporte – R\$ 30,00 73783 – Carrinho com leito tipo cuna (substitui o leito tipo mesa) – R\$ 3.006,00 73874 – Ajuste de altura do leito elétrico – R\$ 3.461,00 (Já descontado o carrinho padrão) 74054 – Movimento trendelemburg, horizontal e reverso com acionamento elétrico – R\$ 944,00 (Já descontado o carrinho padrão) 87047 – Conjuntos 02 bandejas fixas para monitor – R\$ 533,00 87311 – Conjunto 02 bandejas giratórias para monitor – R\$ 716,00 *Bandeja para monitor giratório e móvel – valores a consultar *Conjunto suporte para bomba de infusão – valores a consultar *Suporte de soro giratório de móvel – valores a consultar 87338 – Gabinete com 02 gavetas – R\$ 2.695,00 87339 – Gabinete com 01 gavetão – R\$ 2.161,00 87340 – Gabinete com 01 porta frontal e 02 prateleiras internas – R\$ 1.972,00 92646 – Bandeja intermediária de aço medindo 45 x 69 cm – substitui a padrão. 87520 – Conjunto suporte simples para cilindro – R\$ 184,00 87521 – Conjunto suporte duplo para cilindros – R\$ 234,00 1446 – Cilindro de ar comprimido modelo MD – 2.8LTS (0,45M3) – R\$ 1.794,00 1453 – Cilindro de oxigênio modelo ME 24 – 4.6LTS (0.7M3) – R\$ 1.579,00 17052 – Cilindro de oxigênio modelo md - 2.8lts (0,45m3) – R\$ 1.447,00 87058 – Conjunto dos cilindros c/ suporte - oxigênio MD – R\$ 2.543,00 87059 – Conjunto dos cilindros c/ suporte - ar comprimido MD – R\$ 2.469,00 87060 – Conjunto dos cilindros c/ suporte - oxigênio ME – R\$ 2.278,00 87061 – Conjunto dos cilindros c/ suporte - ar comprimido ME – R\$ 1.157,00 1404 – Reanimador manual neonatal (AMBÚ) – R\$ 458,00 26286 – Conjunto régua de reanimação c/ vácuo e 1 saída de oxigênio (acompanha: uma saída de ar comprimido, uma de oxigênio e uma de vácuo), com fluxômetro, umidificador, extensão com máscara, aspirador de vácuo e de ar comprimido – R\$ 1.959,00 92756 – Régua c/ 03 saídas (uma de ar comprimido e duas de oxigênio), com fluxômetro, umidificador, extensão com máscara e aspirador de ar comprimido – R\$ 1.501,00 99425 – Régua reanimação c/ vácuo e 3 saídas (uma de ar comprimido, três de oxigênio e uma de vácuo), com fluxômetro, umidificador, extensão com máscara, aspirador de vácuo e de ar comprimido – R\$ 2.566,00 69708 – CPAP GRN – R\$ 5.855,00 Acompanha: Umidificador Aquecido; Câmara Reutilizável c/ Válvula de Alívio de Pressão; (Reservatório de água), Frasco Gerador de Bolhas CPAP; Kit Circuito de Respiração Infantil Descartável GRN; Régua de Gases Integrado (Módulo de Gases: Régua de Reanimação c/ 1x Saída de O2 e 1x Saída de Ar), Fluxômetro p/ Oxigênio de 0 – 15 lpm, Conector de Saída do Fluxômetro x Umidificador.) 73692 – Reanimador Infantil Integrado – R\$ 1.845,00 Acompanha: Válvula Max-P; (Ajuste da Pressão de Segurança (Máxima)), Válvula PIP; (Ajuste da Pressão Inspiratória), Válvula PEEP; (Ajuste da		
--	--	--	--	--

		Pressão Expiratória Final Positiva); Manovacuômetro; (duas unidades de pressão – cmH2O e mbar), Mangueira de Entrada de Gás; (PVC atóxica), Tubo Corrugado com T' Ayre, Máscaras de Silicone; (silicone transparentes, 5 tamanhos diferentes. Uso único), Pulmão de Teste (silicone, isento de latex. Uso único), Régua de Gases Integrado; (Módulo de Gases: Régua de Reanimação c/ 1x Saída de O2 e 1x Saída de Ar), Fluxometro p/ Oxigênio de 0 – 15 lpm, Espigão p/ Mangueira c/ Porca p/ Fluxometro; (Adaptador p/ mangueira entrada de gás). 73700 – Aspirador Venturi Integrado (sup. móvel) – R\$ 3.211,00 Acompanha: Módulo de Aspiração: c/ 1x Entrada de Ar e 1x Saída de Vácuo, Válvula de Aspiração, Vacuômetro, Registro de Pressão (torneira / knob), Frasco de Secreção (1 litro de polycarbonato), Filtro Hidrofóbico, Mangueira de Silicone (2,24m, translúcida, autoclavável), Adaptador para Aspiração de Mecônio; (Polycarbonato transparente, uso único) 73718 – Misturador de gases integrado – R\$ 8.029,00 Acompanha: Régua de Gases Integrado (Módulo de Gases: Régua de Reanimação c/ 1x Saída de O2 e 1x Saída de Ar), Fluxometro p/ Oxigênio de 0 – 15 lpm, Conector de Saída do Fluxometro x Umidificador, Espigão p/ Mangueira c/ Porca p/ Fluxometro, Mangueira de Oxigênio, Mangueira de Ar. 73742 – Aspirador Venturi Integrado (sup. fixo) – R\$ 2.993,00 Acompanha: Módulo de Aspiração: c/ 1x Entrada de Ar e 1x Saída de Vácuo, válvula de Aspiração, Vacuômetro, Registro de Pressão; Frasco de Secreção; (1 litro; de polycarbonato, autoclavável), Filtro Hidrofóbico, Mangueira de Silicone (2,24m, translúcida, autoclavável), Adaptador para Aspiração de Mecônio (Polycarbonato) 73759 – Régua de gases integrada ao berço – R\$ 1.841,00 Acompanha: Módulo de Gases: Régua de Reanimação c/ 1x Saída de O2 e 1x Saída de Ar. 87057 – Umidificador aquecido GRN – R\$ 4.720,00 Acompanha: Umidificador Aquecido, Câmara Reutilizável c/ Válvula de Alívio de Pressão (Reservatório de água), Régua de Gases Integrado (Módulo de Gases: Régua de Reanimação c/ 1x Saída de O2 e 1x Saída de Ar), Fluxometro p/ Oxigênio de 0 – 15 lpm, Conector de Saída do Fluxometro x Umidificador.)		
--	--	--	--	--

CONDIÇÕES GERAIS:

IPI: Incluso

Procedência: Nacional

Garantia: 01 ano contra defeito de fabricação

Assist. Técnica/instalação (quando aplicável): Por conta da Gigante, exceto custos com deslocamento do técnico.

PRAZO ENTREGA (SAÍDA DA FÁBRICA)	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *Faturamento mediante aprovação cadastral	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE
Até 15 dias + prazo de transporte	*PAGAMENTO 30 DIAS	30 dias	INCLUSO (Entrega no térreo e Horário comercial)

Jessica Gabriel
Departamento Comercial



RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 22.654.814/0001-82
Rua Pascoal Bevilacqua , nº 3885, Jd Alto Rio Preto
CEP: 15020-280 - São José do Rio Preto / SP
Telefone: (17) 3304-7701

São José do Rio Preto, 05 de Abril de 2024

ORÇAMENTO DE VENDA: 2746

Vendedor EMILIO CAVALLI
E-mail: vendas@rhoss.com.br

Cliente:	CLIENTE DIVERSO - 00001587	Data:	05/04/2024
Endereço:		Bairro:	0
Cidade:	São José do Rio Preto	CEP: 00000 - 001	UF: SP
CNPJ/CPF:		Insc. Est/RG.	
Fone:		Email:	
Prazo. Pgto.	30 DIAS	Validade:	05/05/2024
Frete:	CIF	Prazo Entrega:	EM ATÉ 45 DIAS ÚTEIS
Solicitante		Fat. Mínimo:	0,00

Observação:

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	8641	BERCO AQUECIDO NEOSOLUTION 110V	GIGANTE	3	UN	23.999,90	71.999,70
Valor da Mercadoria:							71.999,70
Total Desconto:							0,00
Total Frete:							0,00
Total do Orçamento:							71.999,70

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
--------	----------------------	-------	------	----	---------------	------------

- Garantia de 1 ano para móveis e equipamentos | 5 anos para instrumentais cirúrgicos.
- IPI incluso

- As modalidades de frete não incluem transportes fluviais e taxas de dificuldade de entrega, que geralmente são cobrados para entregas em locais com restrição de acesso ou áreas de alto risco. Caso o endereço de entrega se localize em um condomínio ou edifício, o consumidor deverá informar no ato da compra, quaisquer restrições de horário de entrega, onde as entregas devem ser feitas e para quem devem ser entregues, tendo em vista as regras existentes em cada local. Qualquer variação de andar ou sala, fica o cliente responsável por realizar a entrada da encomenda, devido a regras de transportadoras.

Dados Bancários

Banco do Brasil
AG 1510-5
CC 1700-0

Bradesco
AG 3014
CC 16060-1



RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

22.654.814/0001-82

RAPHAEL GONÇALVES NICESIO

RUA REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, N.º 749

JARDIM CONGONHAS - CEP: 15030-060

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.



MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

11.872.351/0001-09

www.marcamedica.com.br

(34) 3199-9280

Rua Machado de Assis, 670, SALA 01

Centro, Uberlândia - MG

38.400-112

001588051.00-26

Proposta Comercial Nº 8504

Para
Fundo Municipal de Saúde de Doverlândia

Endereço do Cliente

11.259.476/0001-68

Avenida Rio do Peix, Nº s/n, Centro, Qd. 14 A e Lt. 6

Doverlândia - 75.855-000, GO

Fone: (64) 98448-9043, E-mail: saudedoverlandia@gmail.com

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Berço Aquecido Neonatal GRN Neosolution Sistema de calor irradiante: material refletivo centralizado com o leito propiciando calor homogêneo em toda área do colchão.; Dotado de aletas que direcionam o calor homogêneo em toda superfície do leito. Painel: frontal com acabamento liso com teclas de simples toque, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura da pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer no modo potência determinada por um tempo consecutivo de 10 minutos. Quando o equipamento estiver no modo RN será acionado um alarme sempre que o tempo de aquecimento atingir 10 minutos. Quando o servo controle mantiver uma potência superior a máxima potência, o aquecimento automaticamente desligará. Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor. Alarme de advertência no modo manual a cada 10 minutos para verificação da rotina da temperatura do RN. Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Displays que permitem a visualização simultânea dos seguintes parâmetros: programação da temperatura desejada, leitura de temperatura do paciente, nível potência de aquecimento e relógio APGAR com perfeita visualização devido sua luminosidade. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados. A programação do modo manual ocorre com incrementos de 1% e quando pressionado constantemente ocorre o incremento a cada 10% facilitando e agilizando a programação no modo manual, tornando ágil a vida do profissional de saúde. Seleção dos modos de operações para funcionamento: Modo RN / Automático ou Modo Manual. Comutação automática do modo de operação quando conectado ou desconectado o sensor do RN. Tecla de silenciador de alarme. Tecla "Liga" e "Desliga" do equipamento. Tecla de proteção do teclado. Corpo: Móvel em reforçada contrução tubular pintado com tinta epóxi (Eletrostática a Pó), após tratamento anticorrosivo, mobilidade através de rodízios. Leito rádio transparente, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente, aberturas para passagem de tubos, cabos, etc, sistema de inclinação para posicionamento de trendelemburg, horizontal e próclive, acompanhado de colchão confeccionado com material atóxico e revestimento anti-alérgico nas dimensões do berço. Acessórios que acompanham: Foco de luz auxiliar para procedimentos, Bandeja Intermediária e Alça para Locomoção. Acessórios Opcionais: Relógio de APGAR integrado de 0 a 5/10/20 minutos Balança eletrônica com capacidade até 7kg Leito em Acrílico Transparente Tipo Cuna Leito rádio transparente com protetores laterais rebatíveis em acrílico transparente. Acionamento elétrica dos movimentos de trendelemburg, horizontal e próclive (reversa) Sistema de ajuste de altura do leito		3,0000		25.200,00	75.600,00

Gaveta para Raio X com ou sem coordenada cartesiana. Bandeja inferior so leito medindo 45x60 cm Movimento giratório no sentido horizontal do elemento aquecedor (180º) Armário (gabinete) com gavetas Armário (gabinete) com porta frontal e prateleira interna Sensor de infravermelho contra risco de radiação indesejada ou excessiva. Unidade de Fototerapia (Lâmpadas convencionais Brancas e Azuis) Suporte para monitores com ou sem giro Suporte para cilindros Suporte para soro Cilindro de ar comprimido Cilindro de oxigênio Válvula redutora de pressão dos cilindros Conjunto de tomadas externas auxiliares Adesivo para sensor Conjunto de régua de reanimação (1 a 5 saídas) Aspirador a vácuo com ou sem vacuômetro Aspirador a ar comprimido com manômetro Rodízio de 5'' pol. Fluxômetro Umidificador com extensão e máscara Extensão em nylon trançado para ar comprimido Extensão em nylon trançado para oxigênio Reservatório (frasco) de plástico ou vidro para aspiração com tampa e limitador de nível Suporte para traquéias Reanimador manual (Ambú) Especificações Técnicas: Display: Cristal Líquido (LCD) Numérico digital Funcionamento (modo de controle): Manual (Potência) Servo-Controlador (RN) Faixa de trabalho / potência (modo manual): 0% a 100% Faixa de trabalho (modo RN): 30° C a 38° C Faixa de leitura (indicação nos displays de temperatura): 0° C a 50° C Resolução da programação e indicação dos Displays: 0,1° C (Modo Servo-Controlador) 1% (modo manual) Alarme visual e sonoro para: Hipotermia, hipertermia, alta temperatura do RN, baixa temperatura do RN, sensor RN desconectado, falha no sensor do RN, falta de energia, falha no sistema de aquecimento, falha na resistência/resistência queimada e alta temperatura de segurança Bateria: Interna recarregável Limitador térmico (termômetro de segurança): Eletrônico Limitador radiação indesejada ou excessiva: Eletrônico Dimensões do equipamento (CxLxA): 1000x630x1900mm Colchão: atóxico, antialérgico Dimensões da bandeja para monitores: 300 x 300 mm Peso máximo da bandeja para monitor: 10 kg Rodízios: 4 rodízios de 4" com freio Sistema eletrônico: Microprocessador Tensão de Alimentação: 110-130 V~/ 220-230 V~ Frequência: 50/60 hz Fusível (20mm): 10A (rede 127v-) / 5A (rede 230V-) Potência do elemento aquecedor: 650watts Resistência: Quartzo / Cerâmica Chave geral: Independentes do painel de comando Precisão de controle: +/- 0,2° C Marca: Gigante					
Número de itens: 1 Soma das quantidades: 3,0000	Total dos itens				75.600,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
04/04/2024	75.600,00	75.600,00

Condições gerais

Prazo de entrega	De 25 a 35 dias úteis.
Validade da proposta	7 dias

Observações

FRETE: CIF PAGAMENTO À VISTA ANTECIPADO. NÃO FATURAMOS.
--

Atenciosamente
Departamento de vendas